	FORMULÁRIOS	Nº	F 005
	<b>REGISTRO DE INSPEÇÃO EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>	Edição	01
		Data	01/08/2017
		Página	1 de 2

### 1. OBJETIVO:

Este formulário deverá ser utilizado durante a realização do seguinte procedimento:

- **PO 002** – Detecção de Vazamentos de Água em Linha de Alimentação de Reservatórios.  
(<http://www.teclim.ufba.br/web/aguapura/arquivos/procedimentos/po002.pdf>)

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL AVALIADO:

Unidade	
Data	
Responsável ECOTIME	
Responsável AGUAPURA	
Encanador	

### 3. PROCEDIMENTOS:

- **Teste do hidrômetro:** se houver aumento dos valores dos números da leitura do hidrômetro ao longo do tempo, **HÁ VAZAMENTO**. A seguir quadros para registro do teste de até 3 hidrômetros. Se necessário utilizar mais de um formulário.

TESTE DO HIDRÔMETRO						
Localização do hidrômetro						
Código de identificação (TAG)						
Tempo	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min
Horário						
Leitura						
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE						
HÁ VAZAMENTO				NÃO HÁ VAZAMENTO		



TESTE DO HIDRÔMETRO						
Localização do hidrômetro						
Código de identificação (TAG)						
Tempo	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min
Horário						
Leitura						
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE						
HÁ VAZAMENTO				NÃO HÁ VAZAMENTO		

TESTE DO HIDRÔMETRO						
Localização do hidrômetro						
Código de identificação (TAG)						
Tempo	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min
Horário						
Leitura						
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE						
HÁ VAZAMENTO				NÃO HÁ VAZAMENTO		

Elaborado por: TECLIM – Rede de Tecnologias Limpas

Departamento de Engenharia Ambiental/Escola Politécnica

Data: 01/08/2017

 	FORMULÁRIOS	Nº	F 005
	REGISTRO DE INSPEÇÃO EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	Edição	01
		Data	01/08/2017
		Página	2 de 2

- **Teste da sucção na linha de alimentação do reservatório:** se houver sucção pela torneira da água contida no recipiente, **HÁ VAZAMENTO**. A seguir quadros para registro de 4 testes. Se necessário utilizar mais de um formulário.

TESTE DA SUCÇÃO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO			
Localização da linha/reservatório			
Código de identificação (TAG)			
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE			
HÁ VAZAMENTO		NÃO HÁ VAZAMENTO	

TESTE DA SUCÇÃO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO			
Localização da linha/reservatório			
Código de identificação (TAG)			
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE			
HÁ VAZAMENTO		NÃO HÁ VAZAMENTO	

TESTE DA SUCÇÃO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO			
Localização da linha/reservatório			
Código de identificação (TAG)			
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE			
HÁ VAZAMENTO		NÃO HÁ VAZAMENTO	

TESTE DA SUCÇÃO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO			
Localização da linha/reservatório			
Código de identificação (TAG)			
MARCAR UM "X" NA COLUNA DO RESULTADO DO TESTE			
HÁ VAZAMENTO		NÃO HÁ VAZAMENTO	

<b>OBSERVAÇÕES:</b>